

EINZIGARTIG BRILLANT



ACUNEX<sup>®</sup> VARIO

DIE STANDARD EDOF-IOL  
FÜR JEDEN PATIENTEN

# ACUNEX<sup>®</sup> VARIO

BRILLANTES SEHEN DANK EINZIGARTIGER OPTIK

## CONTINUOUS TRANSMISSION TECHNOLOGY

Erweiterter Sehkomfort für brillante Fernsicht mit echtem Zwischenbereich (true „varifocal“ EDOF-Power)


## WEITERENTWICKELTE SEGMENTOPTIK

Bewährtes Erfolgskonzept mit 800.000 erfolgreichen Implantationen






## WESENTLICH MEHR SEHEN

als mit einer monofokalen Standardversorgung



## KEINE UNGEWOLLTEN NEBENEFFEKTE

Höchste Sicherheit aller EDOF-Optiksysteme



Quelle: ESCRS Präsentation 2018, Dr. P. Versace,

## DAS SAGEN DIE EXPERTEN ZUR ACUNEX® VARIO:\*



Keine Dysphotopsien, die Linse verhält sich wie eine monofokale IOL, mit deutlich mehr Tiefenschärfe, Patienten profitieren davon stark in Ihrem Alltag.

Dr. med. F. Kretz, welche Vorteile hat das optische Design dieser EDOF-IOL?

Dr. med. D. Breyer, wie lautet das Feedback Ihrer Patienten?

Patienten sind extrem happy, Erwartungen werden vollkommen erfüllt. Sogar visuell anspruchsvolle Berufsgruppen haben keine Nebenwirkungen wie Halos & Glare.



Refraktionsstabilität und -vorhersagbarkeit sind neben dem IOL Verhalten wichtige Untersuchungskriterien. Die ACUNEX Vario bietet hier beste Voraussetzungen für künftige Linsentypenweiterungen.

Prof. Dr. med. M. Tetz, welches sind die Hauptfaktoren bei klinischen Studien bezgl. neuer IOL- Systeme ?

\* Quelle: Chirurgen-Interviews auf [www.teleon-surgical.com](http://www.teleon-surgical.com)

## DAS SAGEN DIE PATIENTEN ZUR ACUNEX® VARIO:

Thomas P.,  
58 Jahre

Zum Glück habe ich mich für diesen Linsentyp entschieden. Das erste Mal im Leben keine Brille mehr tragen – unbezahlbar!


Ich bin so glücklich! Ich fühle mich endlich wieder sicher beim Autofahren. Da ich in der Ferne gut sehen kann und sogar die Armaturen deutlich erkenne.

Jörg H.,  
63 Jahre


Gerda T.,  
72 Jahre

Bekannte hatten nach der Katarakt-OP Probleme. Ich bin froh mich für eine Linse ohne Blendungen entschieden zu haben.


Brillenunabhängigkeit  
Nähe (n=42)\*\*



Nebenwirkungen (n=334)\*\*  
[Blendung, Halos, Strahlenkränze, Doppelbilder]




Sehqualität (n=168)\*\*  
[Ferne und Zwischenbereich]



\*\* Archivdaten, basierend auf ACUNEX Vario Studien

Einteilige Hinterkammerlinse für erweiterte  
Tiefenschärfe und optimales Kontrastsehen mit  
asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter



<b>Produkt</b>	ACUNEX® VARIO AN6V	Asphärisch
		EDOF
		Blaulichtfilter
		Glistening-frei
<b>Typ</b>	Faltbare einteilige EDOF-IOL zur Kapselsackfixierung	
<b>Durchmesser der Optik</b>	6,0 mm	
<b>Gesamtdurchmesser</b>	12,5 mm	
<b>Haptikanwinkelung</b>	0°	
<b>Optisches Design</b>	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +1,5 D Asphärische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
<b>IOL-Design</b>	C-Schlaufenhaptik	
<b>Material</b>	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
<b>Verfügbare Dioptrien</b>	SE +10,0 D bis +30,0 D (0,5 D)	
<b>Brechungsindex</b>	1,54 bei 35°	
<b>A-Konstante (nominal)</b>	119,1	
<b>Sterilisierung</b>	Gamma-Sterilisierung	
<b>Lagerung</b>	Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	
<b>Empfohlene Inzisionsgröße</b>	≥ 2,0 mm	

## DER NEUE PREMIUM-STANDARD FÜR ALLE

### VORTEILE DER ACUNEX® VARIO

- Höhere **Patientenzufriedenheit**
- Mehr **Brillenfreiheit** für mehr Lebensqualität
- Exzellente **Kontrastsicht**
- Sicheres **FDA** zertifiziertes Bio-Material

HERSTELLER:

Teleon Surgical B.V.

✉ [acunex@teleon-surgical.com](mailto:acunex@teleon-surgical.com)

🌐 [www.teleon-surgical.com](http://www.teleon-surgical.com)