

EINZIGARTIG BRILLANT



ACUNEX[®] VARIOMAX


DIE VARIFOKALE PREMIUM-IOL
FÜR BRILLANTES, NATÜRLICHES SEHEN

ACUNEX[®] VARIOMAX

EXZELLENTES SEHEN DURCH EINZIGARTIGE VARIFOKALITÄT


CONTINUOUS TRANSMISSION TECHNOLOGY

Erste IOL mit Gleitsichteffekt und kontinuierlichem Flächenprofil für einen homogen aufgeteilten Strahlenverlauf (high balanced effect)



WESENTLICH BESSER SEHEN

als mit einer monofokalen oder trifokalen IOL



DAS SAGEN DIE EXPERTEN ZUR ACUNEX® VARIOMAX:*



Prof. Dr. M. Rau

Die beste multifokale IOL zur Presbyopiekorrektur, die ich bisher verwendet habe. Meine Patienten sind zumeist komplett brillenfrei auch beim Lesen kleinster Schriften, höchst zufrieden, haben hervorragende Visusergebnisse und zwar nahezu ohne störende Nebeneffekte.

Prof. Dr. J. Alio Die multifokale IOL, die Sie nie enttäuschen wird! ACUNEX VarioMax ist so einfach zu handhaben, wie die einfachste monofokale IOL, bietet jedoch die Vorteile der Varifokal-Technologie mit einer kontinuierlichen Stärkenverteilung. Die hervorragenden Ergebnisse in allen Entfernungen führen zu einer bestmöglichen Patientenzufriedenheit.



* Quelle: Chirurgen-Feedback, www.teleon-surgical.com

DAS SAGEN DIE PATIENTEN ZUR ACUNEX® VARIOMAX:

Thomas W.,
51 Jahre

Nach der Augen OP hat sich meine Lebensqualität um ein Vielfaches gesteigert. So gut sehen zu können, übertrifft alle meine Erwartungen.

Es fühlt sich an als wäre ich wieder Mitte 20. Ohne Brille so scharf sehen zu können, macht mich unheimlich glücklich.


Anneliese K.,
68 Jahre

Brigitte S.,
70 Jahre

Ich brauche nicht mal mehr eine Lesebrille. Sogar das Kleingedruckte in meiner Tageszeitung kann ich ohne Probleme lesen. Toll!


LIFESTYLE-PATIENTENBEFRAGUNG (N=595)**

Wie hat sich Ihr Sehkomfort bei Alltagsaktivitäten in folgenden Distanzen mit der ACUNEX VarioMax verändert?



** Archivdaten, basierend auf Studiendaten mit segmentaler MIOL

Einteilige multifokale Hinterkammerlinse für optimierte Tiefenschärfe mit asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter



Produkt	ACUNEX® VARIOMAX AN6VM	Asphärisch
Typ	Faltbare einteilige multifokale IOL zur Kapselsackfixierung	Multifokal
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Blaulichtfilter
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	Glistening-frei
Haptikanwinkelung	0°	
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +3,0 D Asphärische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 D bis +30,0 D (0,5 D)	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gamma-Sterilisierung	
Lagerung	Lagerung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	
Empfohlene Inzisionsgröße	≥ 2,0 mm	

BRILLANT SEHEN OHNE KOMPROMISSE

VORTEILE DER ACUNEX® VARIOMAX

- **Natürliches Sehen** über alle Distanzen dank des einzigartigen Optikdesigns
- **Minimierte photische Nebenwirkungen** und **hervorragendes Kontrastsehen** bei Tag und Nacht
- **Hohe Brillenfreiheit** für ein neues Sehgefühl in allen Alltagssituationen
- Premium-Versorgung mit **> 94% Lichttransmission**: Klassenbesten aller Multifokal-IOL
- **Maximale Patientenzufriedenheit**
- Positive Mundpropaganda und damit „kostenlose“ **Werbung für Ihre Praxis/Klinik**

HERSTELLER:

Teleon Surgical B.V.

✉ acunex@teleon-surgical.com

🌐 www.teleon-surgical.com